



Medi-glide Tabla de transferencia horizontal. Consiste en una tabla semi rígida para transferencia de pacientes entre camas y/o camilla, mesa de operaciones, rayos-x, etc. Con solo dos cuidadores se puede realizar la transferencia con muy poco esfuerzo.

Fabricadas con material robusto y ligero, con la cara superior deslizante y *serficie antideslizante en el dorso.*

TABLA TRANSFERENCIA HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS



Radiotransparente y compatible en IRM



Material semi rígido duradero y deslizante



Cintas antideslizantes para mayor agarre



2 modelos:
150x65cm
170x50cm

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-glide

NOMBRE DE PRODUCTO: Tabla transfer horizontal

USO PREVISTO: Realizar transferencias de pacientes en cama, camilla, mesa de operaciones o rayos-x, etc.

UDI DI-BÁSICO: 843603535TMGMQ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Peso (Kg.)
TMG6420	150 x 65	4,92 kg
TMG6430	170 x 50	4,12 kg

COLOR

- Azul
- Gris (antideslizante)

COMPOSICIÓN

Polietileno
LIBRE DE LÁTEX

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 Kg.
- Distancia máxima entre superficies: 20 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- E**
- Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro. Compatible con detergentes desinfectantes de superficie.

PRESENTACIÓN



- 1 - Medi-glide - Tabla transferencia horizontal

