

Glide



THERAPEUTIC MOBILISATION

Help the person actively participate in the mobilisations enhances the independence and accelerates the rehabilitation.

Movimentazione Centrata sulla Persona (MCP)

ANA's Safe Patient Handling and Mobility International Standards, 6: "Integrated Patient-Centered SPHM Assessment", 2017



MOVILIZACIÓN TERAPÉUTICA

Ayudar a la persona a participar activamente en las movilizaciones potencia su autonomía y acelera su rehabilitación.



Mobi-tools® Glide tabla de transferencia de 60 x 33 cm., es una tabla semi rígida para realizar transferencias de pacientes sentados entre dos superficies (cama, silla, sillón, silla de ruedas, inodoro, automóvil, etc.) de una forma cómoda, fácil, rápida, segura y con el mínimo esfuerzo.

Fabricada a partir de una tabla de polietileno azul de 5mm de grosor, con la cara superior lisa con propiedades deslizantes y dos bandas antideslizantes en la cara inferior que permiten asegurar la tabla en las superficies de apoyo. Además de un asa a cada lado que permite transportar el producto cómodamente o colgarlo para almacenaje.

TABLA TRANSFER 60 x 33 cm


CARACTERÍSTICAS



Radiotransparente y compatible en IRM



Material semi rígido duradero y deslizante



Cintas antideslizantes para mayor agarre

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Glide

NOMBRE DE PRODUCTO: Tabla transfer 60 x 33 cm

USO PREVISTO: transferencias de pacientes sentados entre dos superficies (cama, silla, sillón, silla de ruedas, inodoro, automóvil, etc.)

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMGMQ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Grosor (mm)
TMG6400	60 x 33	5

COLOR

- Azul
- Gris (antideslizante)

COMPOSICIÓN

Polietileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro. Compatible con detergentes desinfectantes de superficie.

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 Kg.

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Glide - Tabla transfer 60x33



Mobi-tools® Glide tabla de transferencia de 75 x 33 cm., es una tabla semi rígida para realizar transferencias de pacientes sentados entre dos superficies (cama, silla, sillón, silla de ruedas, inodoro, automóvil, etc.) de una forma cómoda, fácil, rápida, segura y con el mínimo esfuerzo.

Fabricada a partir de una tabla de polietileno azul de 6mm de grosor, con la cara superior lisa con propiedades deslizantes y dos bandas antideslizantes en la cara inferior que permiten asegurar la tabla en las superficies de apoyo.

Incorpora dos ranuras longitudinales que, al doblarse permiten adaptarse mejor a todo tipo de escenarios. Además de un asa a cada lado que permite transportar el producto cómodamente o colgarlo para almacenaje.

TABLA TRANSFER 75 x 33 cm

CARACTERÍSTICAS



Radiotransparente y compatible en IRM



Material semi rígido duradero y deslizante



Cintas antideslizantes para mayor agarre



2 Ranuras para adaptarse a todo tipo de superficies

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Glide

NOMBRE DE PRODUCTO: Tabla transfer 75 x 33 cm

USO PREVISTO: transferencias de pacientes sentados entre dos superficies (cama, silla, sillón, silla de ruedas, inodoro, automóvil, etc.)

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMGMQ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Grosor (mm)	Peso (kg)
TMG6410	75 x 33	6	1,40

COLOR

- Azul
- Gris (antideslizante)

COMPOSICIÓN

Polietileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro. Compatible con detergentes desinfectantes de superficie.

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 KG.

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Glide - Tabla transfer 75x33